


یا من اسمه دوا و ذکره شفا

دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

کلینیک مراقبت های دارو درمانی داروخانه ۱۳ آبان

اتواینجکتور اپی نفرین (Penepin®)



ماده موثره: هر اتواینجکتور با درپوش قرمز رنگ حاوی ۰,۳ میلی گرم اپی نفرین در ۰,۳ میلی لیتر است.

سایر مواد همراه دارو: سدیم کلراید، سدیم متا بی سولفات، هیدروکلریک اسید و آب مخصوص تزریق
راه تجویز: تزریق عضلانی

نحوه مصرف دارو:

اجزای اتواینجکتور در شکل مقابل با شماره گذاری مشخص شده است.
مراحل مصرف دارو با شکل در جدول زیر در ۸ مرحله نشان داده شده است.

	<p>دارو داخل یک محافظ شفاف در داخل جعبه مقوایی قرار دارد. دارو را از محافظ شفاف خارج کنید.</p>
	<p>از اینکه برچسب روی درپوش پاره نشده یا آسیب ندیده اطمینان حاصل کنید. ☒ توجه شود که درپوش اتواینجکتور فقط در زمان مصرف باید باز شود.</p>
	<p>اتواینجکتور را از قسمت سفید بدنه رو به پایین نگه دارید و درپوش با کشیدن رو به پایین باز کنید.</p>

یا من اسمه دوا و ذکره شفا

دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

کلینیک مراقبت های دارو درمانی داروخانه ۱۳ آبان

	<p>قبل از فشار دکمه قرمز بالای بدنه، دکمه را در جهت فلش بچرخانید تا آماده مصرف گردد.</p>
	<p>اتواینجکتور را با سرعت روی عضله قسمت فوقانی کناری عضله چهارسر ران (ناحیه مشخص شده در تصویر) تزریق کنید. <input checked="" type="checkbox"/> توجه شود که این دارو قابلیت تزریق از روی لباس را دارد.</p>
	<p>دکمه قرمز روی اتواینجکتور را فشار داده و ۱۰ ثانیه در محل نگه دارید</p>
	<p>با انجام این مراحل میتونید دارو رو برای فرد دیگری هم تزریق کنید</p>
	<p>پس از مصرف دارو با اورژانس تماس گرفته و داروی مصرفی را به پزشک اطلاع بدهید.</p>

تهیه و تنظیم

دکتر حنا حنا برادران

بورد تخصصی داروسازی بالینی

۲۴ دی ماه ۱۳۹۹